


FIRSTBEAT BODYGUARD 2

Stress- und Erholungsmessungen
basierend auf Herzratenvariabilität



FIRSTBEAT BODYGUARD 2

Akkurate und zuverlässige
Überwachung der Herzratenvariabilität



FIRSTBEAT BODYGUARD 2

Der Bodyguard 2 ist ein leichtgewichtiges und komfortables Gerät, welches Sie mit Hilfe von zwei Standardelektroden am Oberkörper befestigen. Mit Anbringung an den Körper beginnen die Messaufzeichnungen automatisch. Der Bodyguard 2 kann während des Trainings aber auch unter anderen anspruchsvollen Umständen genutzt werden.

Technische Spezifikationen:

Geräteverfolgung mit einem Datamatrix-Code
Akku (Akkulaufzeit von 6 Tagen) - Ladezeit: 1 Stunde (via USB)
20 Tage Speicherkapazität*

IP Klasse: IP52
Gewicht: 24g
Messtemperatur: 5 bis 50 Grad Celsius
Lagertemperatur: -20 bis +60 Grad Celsius
Herzfrequenz-Genauigkeit von 1ms (1000Hz)


*Mit Standard- Beschleunigungseinstellungen: 12,5 Hz, 8 Bit, 4G

ZUVERLÄSSIGKEIT

- gleichzeitiger Datentransfer von mehreren Geräten
- akkurate Aufzeichnung der Herzratenvariabilität (RR-Intervalle)
- eingebaute 3-Achsen-Beschleunigung
- Daten-Download via USB-Schnittstelle

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- automatischer Beginn von Aufzeichnungen mit Anbringung an den Oberkörper
- flaches, ergonomisches Design
- entwickelt für 24h-Aufzeichnungen (Alltag und Arbeit, Schlaf und Bewegung)



FIRSTBEAT

Firstbeat Technologies Oy · Yliopistonkatu 28A, 40100 Jyväskylä, Finnland · www.firstbeat.com

Christoph Rottensteiner Ph.D. · Professional SPORTS and Research · Telefon: +358 45 16 88 200 · EMail: christoph.rottensteiner@firstbeat.com